

Seago
SG513

-

Uživatelská
příručka

Představení

Seago SG513 je sonický kartáček určený dětem. Má 16000 kmitů za minutu a provoz na tužkové baterie.

Obsah balení

Kartáček, čtyři hlavice pro čištění zubů, návod, šroubovák.

První použití

Vložte do kartáčku baterii. Ujistěte se, že je hlavice kartáčku pevně spojena se základnou. Naneste na kartáček přiměřené množství pasty. Přiložte kartáček k zubům a zapněte jej. Kartáček je nastaven tak, aby po 30 sekundách vždy krátkým přerušením vibrací upozornil na to, že byste měli změnit oblast čištění. Celková doba čištění je nastavena na 2 minuty. Poté se kartáček vypne.

Vložení baterie

Uvolněte spodní část kartáčku krátkým pootočením a vysuňte ji. Pomocí křížového šroubováku uvolněte kryt. Vložte do kartáčku AAA baterii (není součástí balení). Správné umístění kontaktů je znázorněno na kartáčku. Nasadte vše do původního stavu.

Nasazení / výměna hlavice

Hlavice kartáčku lze na tělo nasadit pouze jediným způsobem, kdy jsou štětiny kartáčku rovnoběžně s tlačítkem. Správné nasazení vidíte i na prodejním balení výrobku. Hlavici pootočte směrem doprava a sundejte ji. Nasadte náhradní a utáhněte směrem doleva.

Správný typ hlavice závisí na věku dítěte. Menší jsou určeny pro děti do 18 měsíců, větší pro děti do 36 měsíců.

Bezpečnostní pokyny

Kartáček je určen pouze pro čištění zubů.

Pokud jste v nedávné době prodělali chirurgický zákrok v ústní dutině, poraďte se o užívání kartáčku s vaším zubařem.

Pokud vám při používání nepřestávají krváčet dásně, poraďte se o užívání kartáčku s vaším zubařem.

Pokud budou kartáček používat děti, měli by být alespoň ze začátku kontrolovány.

Likvidace



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí

nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.

Prohlášení o shodě



Tímto dovozce,
společnost
Satomar, s. r.

o. (Hájecká 14, 618

00, Brno) prohlašuje, že kartáček Seago SG-513 splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení

na <http://www.satomar.cz> . Copyright

© 2020 Satomar, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny. Nejaktuálnější verzi manuálu najdete vždy na www.mobilnipodpora.cz

Seago
SG513

-

Uživatelská
průručka

Predstavenie

Seago SG513 je sonická kefka určený deťom. Má 16000 kmitov za minútu a prevádzku na tužkové batérie.

Obsah balenia

Kefka, štyri hlavice pre čistenie zubov, návod, skrutkovač.

Prvé použitie

Vložte do kefky batérie. Uistite sa, že je hlavica kefky pevne spojená so základňou. Naneste na kefku primerané množstvo pasty. Priložte kefku k zubom a zapnite ho. Kefka je nastavený tak, aby po 30 sekundách vždy krátkym prerušením vibrácií upozornil na to, že by ste mali zmeniť oblasť čistenia. Celková doba čistenia je nastavená na 2 minúty. Potom sa kefka vypne.

Vloženie batérie

Uvoľnite spodnú časť kefky krátkym pootočením smerom doľava a vysuňte ju. Vložte do kefky AAA batérii (nie súčasťou balenia). Správne umiestnenie kontaktov je znázornené na kefke. Nasadte všetko do pôvodného stavu.

Nasadenie / výmena hlavice

Hlavica kefky možno na telo nasadiť iba jediným spôsobom, kedy sú štetiny kefky rovnobežne s tlačidlom. Správne nasadenie vidíte aj na predajnom balení výrobku. Hlavicu pootočte smerom doprava a zložte ju. Nasadte náhradné a utiahnite smerom doľava. Správny typ hlavice závisí od veku dieťaťa. Menšie sú určené pre deti do 18 mesiacov, väčšie pre deti do 36 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny

Kefka je určený len pre čistenie zubov.

Ak ste nedávno prekonalí chirurgický zákrok v ústnej dutine, poraďte sa o užívaní kefy s vaším zubárom.

Ak vám pri používaní neprestávajú krváčať ďasná, poraďte sa o užívaní kefy s vaším zubárom.

Pokiaľ budú kefka používať deti, mali by byť aspoň zo začiatku kontrolované.

Likvidácia



Výrobok obsahuje batérie a / alebo recyklovateľný elektrický odpad. Vzhľad ochrany životného prostredia nelikvidujte výrobky bežným odpadom, ale odevy, ktoré chcete získať na zbernom mieste odpadu.

Vyhlásenie o shodě



Týmto dovozca,
spoločnosť
Satomar, s. r. o.
(Hájecká 14, 618 00,

Brno) prehlasuje, že kefka Seago SG513
spĺňa všetky základné požiadavky
smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Kompletný text Prehlásenie o zhode je
k stiahnutiu na <http://www.satomar.cz>.
Copyright © 2020 Satomar, s. R. O.
Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie môžu byť
zmenený bez predchádzajúceho
upozornení. Tlačové chyby vyhradené.
Najaktuálnejšie zelené manuálne
nájdete vždy na
www.mobilnipodpora.cz