

Seago SG-958

-

**Uživatelská
příručka**

Představení

Seago SG958 je sonický kartáček s pěti různými módy čištění, 40000 kmity za minutu, odolností IPX7 a USB dobíjením.

Obsah balení

Dva kartáčky, dvacet výměnných hlav, dvě cestovní pouzdra, ochranné plasty pro hlavy kartáčků, dva kabely na dobíjení, návod.

První použití

Kartáček nabijte. Nasaďte hlavici kartáčku a ujistěte se, že je pevně spojena se základnou. Naneste na kartáček přiměřené množství pasty. Přiložte kartáček k zubům a zapněte jej. Kartáček je nastaven tak, aby po 30 sekundách vždy krátkým přerušením vibrací upozornil na to, že byste měli změnit oblast čištění. Celková

doba čištění je nastavena na 2 minuty. Poté se kartáček vypne.

Režimy čištění

Pomocí zapínacího tlačítka můžete přepínat režimy čištění. Změna režimu nastane po 3s od zmáčknutí tlačítka. Při opětovném zapnutí si bude kartáček pamatovat, který režim jste při posledním použití měli aktivní.

Dobíjení

Nízkou kapacitu baterie indikuje 10× blikání LED u multifunkčního tlačítka. Připojte kabel s konektorem do nabíjecího otvoru. Použijte USB nabíječku (není součástí balení). V průběhu dobíjení LED svítí. Pokud je baterie dlouhodobě vybitá (popř. při prvním nabíjení), může trvat delší dobu, než je nabíjení pomocí LED indikováno.

Nasazení / výměna hlavice

Hlavice kartáčku lze na tělo nasadit pouze jediným způsobem, kdy jsou štětiny kartáčku rovnoběžně se zapínacím tlačítkem. Zatlačte hlavu kartáčku na tělo a otočte jej po směru hodinových ručiček. Správné nasazení vidíte i na prodejním balení výrobku. Hlavu kartáčku odejmete při otočení proti směru hodinových ručiček.

Bezpečnostní pokyny

Kartáček je určen pouze pro čištění zubů.

Pokud jste v nedávné době prodělali chirurgický zákrok v ústní dutině, poraďte se o užívání kartáčku s vaším zubařem.

Pokud vám při používání nepřestávají krvácet dásně, poraďte se o užívání kartáčku s vaším zubařem.

Pokud budou kartáček používat děti, měli by být alespoň ze začátku kontrolovány.

Nedávejte kartáček na přímé slunce či k vysoké teplotě

Neotevírejte, neopravujte kartáček, při jakékoliv neodborné servisní manipulaci se ztrácí záruka.

Zamezte pádu kartáčku na zem, může to způsobit defekt.

Likvidace



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.

Prohlášení o shodě



Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. (Karlova 37, 614 00, Brno) prohlašuje, že kartáček Seago SG-958 splňuje

veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na <http://www.satomar.cz> . Copyright © 2020 Satomar, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny. Nejaktuálnější verzi manuálu najdete vždy na www.mobilnipodpora.cz

Seago SG-958

-

**Uživatelská
průručka**

Predstavenie

Seago SG958 je sonická kefka s piatimi rôznymi módy čistenie, 40000 kmity za minútu, odolnosťou IPX7 a USB dobíjaním.

Obsah balenia

2× kefka, 20× hlavice pre čistenie zubov, 2× kábel na dobíjanie, návod.

Prvé použitie

Kefka nabite. Nasadíte hlavicu kefy a uistite sa, že je pevne spojená so základňou. Naneste na kefku primerané množstvo pasty. Priložte kefku k zubom a zapnite ho. Kefka je nastavený tak, aby po 30 sekundách vždy krátkym prerušením vibrácií upozornil na to, že by ste mali zmeniť oblasť čistenia. Celková doba čistenia je nastavená na 2 minúty. Potom sa kefka vypne.

Režimy čistenie

Pomocou zapínacieho tlačidla môžete prepínať režimy čistenia. Zmena režimu nastane po 3s od stlačenia tlačidla. Pri opätovnom zapnutí si bude kefku pamätať, ktorý režim ste pri poslednom použití mali aktívne.

Dobíjanie

Nízku kapacitu batérie indikuje 10 × blikanie LED. Pripojte kábel s konektorom do nabíjacieho otvoru. Použite USB nabíjačku (nie je súčasťou balenia). V priebehu dobíjania LED svieti. Ak je batéria dlhodobo vybitá, môže trvať dlhšiu dobu, než je nabíjanie LED indikované.

Nasadenie / výmena hlavice

Hlavica kefy možno na telo nasadiť iba jediným spôsobom, kedy sú štetiny kefy rovnobežne s multifunkčným tlačidlom.

Zatlačte hlavu kefky na telo a otočte ho v smere hodinových ručičiek. Správne nasadenie vidíte aj na predajnom balení výrobku. Hlavu kefky odnímete pri otočení proti smeru hodinových ručičiek.

Bezpečnostné pokyny

Kefka je určený len pre čistenie zubov.

Ak ste nedávno prekonalí chirurgický zákrok v ústnej dutine, poraďte sa o užívaní kefky s vašim zubárom.

Ak vám pri používaní neprestávajú krváčať ďasná, poraďte sa o užívaní kefky s vašim zubárom.

Pokiaľ budú kefka používať deti, mali by byť aspoň zo začiatku kontrolované.

Nedávajte kefka na priame slnko či k vysokej teplote

Neotvárajte, neopravujte kefka, pri akejkolvek neodbornej servisnej manipulácii sa stráca záruka.

Zabráňte pádu kefky na zem, môže to spôsobiť defekt.

Likvidácia



Výrobok obsahuje batérie a / alebo recyklovateľný elektrický odpad. V záujme ochrany prostredia nelikvidujte výrobok s bežným odpadom, ale odovzdajte ho k recyklácii na zberné miesto elektrického odpadu.

Vyhlásenie o zhode



Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s. r. o. (Karlova 37, 614 00, Brno) prehlasuje, že keľka Seago SG955 spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na <http://www.satomar.cz>.
Copyright © 2020 Satomar, s. R. O. Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby vyhradené. Najaktuálnejšiu verziu manuálu nájdete vždy na www.mobilnipodpora.cz