

Seago SG-972-S2

-

**Uživatelská
příručka**

Představení

Seago S2 je sonický kartáček s pěti různými módy čištění, 40000 kmity za minutu, odolností IPX7 a USB dobíjením.

Obsah balení

Kartáček, tři hlavice pro čištění zubů, kabel na dobíjení, návod.

První použití

Kartáček nabijte. Nasadte hlavici kartáčku a ujistěte se, že je pevně spojena se základnou. Naneste na kartáček přiměřené množství pasty. Přiložte kartáček k zubům a zapněte jej.

Kartáček je nastaven tak, aby po 30 sekundách vždy krátkým přerušením vibrací upozornil na to, že byste měli změnit oblast čištění. Celková doba čištění je nastavena na 2 minuty. Poté se kartáček vypne.

Režimy čištění

Pomocí multifunkčního tlačítka můžete přepínat režimy čištění. Změnu režimu indikuje změna barvy LED u multifunkčního tlačítka. Zelená znamená čištění, modrá znamená bělení, červená znamená zvýšenou citlivost, blikající modrá znamená leštění a blikající zelená je pro masáž.

Dobíjení

Nízkou kapacitu baterie indikuje 10× blikání LED u multifunkčního tlačítka. Připojte kabel s konektorem do otvoru ve spodní části kartáčku. Použijte USB nabíječku (není součástí balení).

Dobíjecí doba se pohybuje kolem 5 hodin. V průběhu dobíjení LED u multifunkčního tlačítka svítí, po plném dobití zhasne. Pokud je baterie dlouhodobě vybitá, může trvat delší dobu, než je nabíjení pomocí LED indikováno.

Nasazení / výměna hlavice

Hlavice kartáčku lze na tělo nasadit pouze jediným způsobem, kdy jsou štětiny kartáčku rovnoběžně s multifunkčním tlačítkem. Správné nasazení vidíte i na prodejním balení výrobku. Hlavici jemně nasadte na kovový výstupek těla. Pokud je hlavice ve správném směru, půjde vám dotlačit až k tělu kartáčku. Pokud by byla nasazována šikmo, k tělu dotlačit nepůjde.

Bezpečnostní pokyny

Kartáček je určen pouze pro čištění zubů.

Pokud jste v nedávné době prodělali chirurgický zákrok v ústní dutině, poraďte se o užívání kartáčku s vaším zubařem.

Pokud vám při používání nepřestávají krvácet dásně, poraďte se o užívání kartáčku s vaším zubařem.

Pokud budou kartáček používat děti, měli by být alespoň ze začátku kontrolovány.

Likvidace



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad.

V zájmu ochrany prostředí

nelikvidujte výrobek s běžným

odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.

Prohlášení o shodě



Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. (Karlova 37, 614 00, Brno) prohlašuje, že kartáček Seago SG-972-

S2 splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na <http://www.satomar.cz> . Copyright © 2020 Satomar, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny. Nejaktuálnější verzi manuálu najdete vždy na www.mobilnipodpora.cz

Seago SG-972-S2

-

**Uživatelská
průručka**

Predstavenie

Seago S2 je sonická kefka s piatimi rôznymi módy čistenie, 40000 kmity za minútu, odolnosťou IPX7 a USB dobíjaním.

Obsah balenia

Kefka, tri hlavice pre čistenie zubov, kábel na dobíjanie, návod.

Prvé použitie

Kefka nabite. Nasadíte hlavicu kefy a uistite sa, že je pevne spojená so základňou. Naneste na kefku primerané množstvo pasty. Priložte kefku k zubom a zapnite ho. Kefka je nastavený tak, aby po 30 sekundách vždy krátkym prerušením vibrácií upozornil na to, že by ste mali zmeniť oblasť čistenia. Celková doba čistenia je nastavená na 2 minúty. Potom sa kefka vypne.

Režimy čistenie

Pomocou multifunkčného tlačidla môžete prepínať režimy čistenia. Zmenu režimu indikuje zmena farby LED pri multifunkčného tlačidla. Zelená znamená čistenie, modrá znamená bielenie, červená znamená zvýšenú citlivosť, blikajúce modrá znamená leštenie a blikajúce zelená je pre masáž.

Dobíjanie

Nízku kapacitu batérie indikuje 10 × blikanie LED pri multifunkčného tlačidla. Pripojte kábel s konektorom do otvoru v spodnej časti kefy. Použite USB nabíjačku (nie je súčasťou balenia). Dobíjacie doba sa pohybuje okolo 5 hodín. V priebehu dobíjania LED u multifunkčného tlačidla svieti, po plnom dobití zhasne. Ak je batéria dlhodobo vybitá, môže trvať dlhšiu dobu, než je nabíjanie LED indikované.

Nasadenie / výmena hlavice

Hlavica kefky možno na telo nasadiť iba jediným spôsobom, kedy sú štetiny kefky rovnobežne s multifunkčným tlačidlom. Správne nasadenie vidíte aj na predajnom balení výrobku. Hlavicu jemne nasadíte na kovový výstupok tela. Pokiaľ je hlavica v správnom smere, pôjde vám dotlačiť až k telu kefky. Ak by bola nasadzovaná šikmo, k telu dotlačiť nepôjde.

Bezpečnostné pokyny

Kefka je určený len pre čistenie zubov.

Ak ste nedávno prekonalí chirurgický zákrok v ústnej dutine, poraďte sa o užívaní kefky s vašim zubárom.

Ak vám pri používaní neprestávajú krváčať ďasná, poraďte sa o užívaní kefky s vašim zubárom.

Pokiaľ budú kefka používať deti, mali by byť aspoň zo začiatku kontrolované.

Likvidácia



Výrobok obsahuje batérie a / alebo recyklovateľný elektrický odpad. V záujme ochrany prostredia nelikvidujte výrobok s bežným odpadom, ale odovzdajte ho k recyklácii na zberné miesto elektrického odpadu.

Vyhlásenie o zhode



Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s. r. o. (Karlova 37, 614 00, Brno) prehlasuje, že kefka Seago SG-972-S2 spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na <http://www.satomar.cz>.

Copyright © 2020 Satomar, s. R. O. Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby vyhradené. Najaktuálnejšiu verziu manuálu nájdete vždy na www.mobilnipodpora.cz