

Seago
SG-921-EK7

-

Uživatelská
příručka

Představení

Seago SG-921-EK7 je sonický kartáček určený dětem. Má 22000 kmitů za minutu a provoz na tužkové baterie.

Obsah balení

Kartáček, tři hlavice pro čištění zubů, stojánek, návod.

První použití

Vložte do kartáčku baterie. Ujistěte se, že je hlavice kartáčku pevně spojena se základnou. Naneste na kartáček přiměřené množství pasty. Přiložte kartáček k zubům a zapněte jej. První stisk spustí světlo, druhý samotné čištění. Kartáček je nastaven tak, aby po 30 sekundách vždy krátkým přerušením vibrací upozornil na to, že byste měli změnit oblast čištění. Čištění je doprovázeno svícením LED diody a

zvukovým doprovodem. Celková doba čištění je nastavena na 2 minuty. Poté se kartáček vypne.

Vložení baterie

Uvolněte spodní část kartáčku krátkým pootočením směrem doleva a vysuňte ji. Pomocí křížového šroubováku uvolněte kryt. Vložte do kartáčku dvě AAA baterie (nejsou součástí balení). Správné umístění kontaktů je znázorněno na kartáčku. Nasaďte vše do původního stavu.

Nasazení / výměna hlavice

Hlavice kartáčku lze na tělo nasadit pouze jediným způsobem, kdy jsou štětiny kartáčku rovnoběžně s tlačítkem. Správné nasazení vidíte i na prodejním balení výrobku. Hlavici pootočte směrem doprava a sundejte

ji. Nasadíte náhradní a utáhněte směrem doleva.

Bezpečnostní pokyny

Kartáček je určen pouze pro čištění zubů.

Pokud jste v nedávné době prodělali chirurgický zákrok v ústní dutině, poraďte se o užívání kartáčku s vaším zubařem.

Pokud vám při používání nepřestávají krvácet dásně, poraďte se o užívání kartáčku s vaším zubařem.

Pokud budou kartáček používat děti, měli by být alespoň ze začátku kontrolovány.

Likvidace



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí

nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.

Prohlášení o shodě



Tímto dovozce,
společnost
Satomar, s. r.
o. (Karlova 37, 614

00, Brno) prohlašuje, že kartáček Seago SG-921-EK7 splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení

na <http://www.satomar.cz> . Copyright

© 2020 Satomar, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny. Nejaktuálnější verzi manuálu najdete vždy na www.mobilnipodpora.cz

Seago
SG-921-EK7

-

Uživatelská
průručka

Predstavenie

Seago SG-921-EK7 je sonická kefka určený deťom. Má 22000 kmitov za minútu a prevádzku na tužkové batérie.

Obsah balenia

Kefka, tri hlavice pre čistenie zubov, návod.

Prvé použitie

Vložte do kefky batérie. Uistite sa, že je hlavica kefky pevne spojená so základňou. Naneste na kefku primerané množstvo pasty. Priložte kefku k zubom a zapnite ho. Prvé stlačenie spustí svetlo, druhý samotné čistenie. Kefka je nastavený tak, aby po 30 sekundách vždy krátkym prerušením vibrácií upozornil na to, že by ste mali zmeniť oblasť čistenia. Čistenie je sprevádzané svietením LED diódy a zvukovým

sprievodom. Celková doba čistenia je nastavená na 2 minúty. Potom sa kefka vypne.

Vloženie batérie

Uvoľnite spodnú časť kefky krátkym pootočením smerom doľava a vysuňte ju. Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite kryt. Vložte do kefky dve AAA batérie (nie sú súčasťou balenia).

Správne umiestnenie kontaktov je znázornené na kefke. Nasadte všetko do pôvodného stavu.

Nasadenie / výmena hlavice

Hlavica kefky možno na telo nasadiť iba jediným spôsobom, kedy sú štetiny kefky rovnobežne s tlačidlom. Správne nasadenie vidíte aj na predajnom balení výrobku. Hlavicu pootočte

smerom doprava a zložte ju. Nasadíte náhradné a utiahnite smerom doľava.

Bezpečnostné pokyny

Kefka je určený len pre čistenie zubov.

Ak ste nedávno prekonalí chirurgický zákrok v ústnej dutine, poraďte sa o užívaní kefy s vaším zubárom.

Ak vám pri používaní neprestávajú krváčať ďasná, poraďte sa o užívaní kefy s vaším zubárom.

Pokiaľ budú kefka používať deti, mali by byť aspoň zo začiatku kontrolované.

Likvidácia



Výrobok obsahuje batérie a / alebo recyklovateľný elektrický odpad. Vzhľad ochrany životného

prostredia nelikvidujte výrobky
sběžným odpadom, ale odevy, ktoré
chcete získať na zbernom mieste
odpadu.

Vyhlásenie o shodě



Týmto dovozce,
společnost
Satomar, s. r. o.
(Karlova 37, 614
00, Brno)

prehlasuje, že kefka Seago SG-921-EK7
spĺňa všetky základné požiadavky
smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Kompletný text Prehlásenie o zhode je
k stiahnutiu na <http://www.satomar.cz>.
Copyright © 2020 Satomar, s. R. O.
Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie môžu byť
zmeněny bez predchazajúciho

upozornení. Tlačové chyby vyhradené.
Najaktuálnejšie zelené manuálne
nájdete vždy na
www.mobilnipodpora.cz

Seago
SG-921-EK7

-

User
manual

Basic

Seago SG-921-EK7 is a sonic brush designed for children. It has 22,000 oscillations per minute and runs on pencil batteries.

Contents of the package

Toothbrush, three teeth cleaning heads, stand, instructions.

First use

Insert the battery into the brush. Make sure that the brush head is firmly connected to the base. Apply a reasonable amount of paste to the toothbrush. Attach the toothbrush to the teeth and turn it on. The first press triggers the light, the second the cleaning itself. The toothbrush is adjusted to always point out after 30 seconds that you should change the

cleaning area by briefly interrupting the vibrations. Cleaning is accompanied by LED lighting and sound accompaniment. The total cleaning time is set to 2 minutes. Then the toothbrush turns off.

Insert a battery

Release the bottom of the brush by turning it briefly to the left and slide it out. Use a phillips screwdriver to loosen the cover. Insert two AAA batteries into the brush (not included). The correct location of the contacts is shown on the toothbrush. Restore everything to its original state.

Deployment / replacement of the head

Brush heads can only be fitted to the body in the only way that the brush

bristles are parallel to the button. You can also see the correct deployment on the sales packaging of the product. Turn the warhead to the right and take it off. Put on the spare and tighten to the left.

Safety instructions

The toothbrush is intended only for brushing teeth.

If you have recently had surgery in the oral cavity, talk to your dentist about using your toothbrush.

If your gums don't stop bleeding while you're in use, talk to your dentist about using your toothbrush.

If children use the toothbrush, they should at least be checked at the beginning.

Disposal



The product contains batteries and/or recyclable electrical waste. In order to protect the environment, do not dispose of the product with ordinary waste, but hand it over for recycling to a collection point of electrical waste.

Declaration of conformity



The importer,
Satomar, s.r.o.
(karlova 37, 614 00,
Brno) declares that

the Seago SG-921-EK7 toothbrush meets all the essential requirements of eu directives that apply to it. The full text of the Declaration of Conformity can be downloaded

<http://www.satomar.cz> . Copyright ©

2020 Satomar, s.r.o. All rights reserved.

Appearance and specifications may be changed without notice. Print errors reserved. The most up-to-date version of the manual can always be found www.mobilnipodpora.cz

**Seago SG-
921-EK7**

-

Handbuch

Basic

Seago SG-921-EK7 ist eine Klangbürste für Kinder. Es hat 22.000 Schwingungen pro Minute und läuft auf Bleistiftbatterien.

Inhalt des Pakets

Zahnbürste, drei Zähne
Reinigungsköpfe, Ständer, Anleitung.

Erster Einsatz

Legen Sie die Batterie ein auf die Bürste. Stellen Sie sicher, dass der Bürstenkopf fest mit der Basis verbunden ist. Tragen Sie eine angemessene Menge an Paste auf die Zahnbürste auf. Befestigen Sie die Zahnbürste an den Zähnen und schalten Sie sie ein. Die erste Presse löst das Licht aus, die zweite die Reinigung selbst. Die Zahnbürste ist so

eingestellt, dass Sie nach 30 Sekunden immer darauf hinweisen, dass Sie den Reinigungsbereich ändern sollten, indem Sie die Vibrationen kurz unterbrechen. Die Reinigung wird von LED-Beleuchtung und Tonbegleitung begleitet. Die Gesamtreinigungszeit ist auf 2 Minuten eingestellt. Dann schaltet sich die Zahnbürste aus.

Einfügen einer Batterie

Lassen Sie den Boden des Pinsels los, indem Sie ihn kurz nach links drehen und herauschieben. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Abdeckung zu lösen. Setzen Sie zwei AAA-Batterien in den Pinsel (nicht im Lieferumfang enthalten). Die korrekte Position der Kontakte wird auf der Zahnbürste angezeigt. Stellen Sie alles in seinem ursprünglichen Zustand wieder her.

Einsatz / Ersatz des Kopfes

Bürstenköpfe können nur so am Körper angebracht werden, dass die Bürstenborsten parallel zum Knopf sind. Sie können auch die korrekte Bereitstellung auf der Verkaufsverpackung des Produkts sehen. Drehen Sie den Sprengkopf nach rechts und nehmen Sie ihn ab. Setzen Sie das Ersatzteil auf und ziehen Sie es nach links.

Sicherheitshinweise

Die Zahnbürste ist nur zum Zähneputzen bestimmt.

Wenn Sie vor kurzem in der Mundhöhle operiert wurden, sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt über die Verwendung Ihrer Zahnbürste.

Wenn Ihr Zahnfleisch nicht aufhört zu bluten, während Sie im Einsatz sind, sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt über die Verwendung Ihrer Zahnbürste.

Wenn Kinder die Zahnbürste verwenden, sollten sie zumindest am Anfang überprüft werden.

Zur verfügung



Das Produkt enthält Batterien und/oder recycelbaren Elektroschrott. Um die

Umwelt zu schützen, entsorgen Sie das Produkt nicht mit gewöhnlichen Abfällen, sondern übergeben Sie es zur Verwertung an eine Sammelstelle für Elektroschrott.

Konformitätserklärung



Der Importeur
Satomar, s.r.o.
(Karlova 37, 614 00,
Brünn) erklärt, dass

die Seago SG-921-EK7 Zahnbürste alle wesentlichen Anforderungen der eu-Richtlinien erfüllt, die für sie gelten. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann <http://www.satomar.cz> heruntergeladen werden. Copyright © 2020 Satomar, s.r.o. Alle Rechte vorbehalten.

Aussehen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Druckfehler reserviert. Die aktuellste Version des Handbuchs finden Sie immer

www.mobilnipodpora.cz

**Seago SG-
921-EK7**

-

**Felhasználói
kézikönyv**

Alapvető

A Seago SG-921-EK7 egy gyermekeknek tervezett szonikus kefe. Percenként 22 000 oszcillációval rendelkezik, és ceruzaakkumulátorokkal működik.

A csomag tartalma

Fogkefe, három fogtisztító fej, állvány, utasítások.

Első használat

Helyezze be az akkumulátort az einto thebrush-be. Győződjön meg arról, hogy a kefefej szorosan csatlakozik az alaphoz. Vigyen fel ésszerű mennyiségű pasztát a fogkefére. Csatlakoztassa a fogkefét a fogakhoz, és kapcsolja be. Az első gombnyomás kiváltja a fényt, a második maga a tisztítás. A fogkefe úgy van beállítva, hogy 30 másodperc elteltével mindig mutasson arra, hogy a

rezgések rövid megszakításával meg kell változtatnia a tisztítási területet. A tisztítást LED-es világítás és hangkontaktálás kíséri. A teljes tisztítási idő 2 percre van állítva. Aztán a fogkefe kikapcsol.

Akkumulátor behelyezése

Engedje el az ecset alját úgy, hogy röviden balra fordítja, és kicsúsztatja. Egy phillips csavarhúzóval lazítsa meg a fedelet. Helyezzen be két AAA elemet az ecsetbe (nem tartozék). Az érintkezők helyes helye megjelenik a fogkefén. Állíts vissza mindent az eredeti állapotába.

A fej bevetése / cseréje

Kefefejek csak úgy szerelhetők fel a testre, ha a kefe sörték párhuzamosak a gombbal. A termék értékesítési csomagolásán is láthatja a megfelelő

központi telepítést. Fordítsd jobbra a robbanófejet, és vedd le. Vedd fel a pótalkatrészt, és húzd meg balra.

Biztonsági utasítások

A fogkefe csak fogmosásra szolgál.

Ha a közelmúltban műtéten esett át a szájüregben, beszéljen fogorvosával a fogkefe használatáról.

Ha az íny nem hagyja abba a vérzést használat közben, beszéljen fogorvosával a fogkefe használatáról.

Ha a gyermekek a fogkefét használják, legalább az elején ellenőrizni kell őket.

Ártalmatlanítás



A termék akkumulátorokat és/vagy újrahasznosítható elektromos hulladékot tartalmaz. A környezet védelme érdekében ne dobja ki a terméket közönséges hulladékkal, hanem adja át újrahasznosításra az elektromos hulladék gyűjtőpontra.

Megfelelőségi nyilatkozat



Az importőr, A
Satomar, s.r.o.
(Karlova 37, 614 00,
Brno) kijelenti, hogy

a Seago SG-921-EK7 fogkefe megfelel az eu irányelvek rá vonatkozó valamennyi alapvető követelményének. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege letölthető <http://www.satomar.cz>. Copyright ©

2020 Satomar, s.r.o. Minden jog
fenntartva.

A megjelenés és a specifikációk
előzetes értesítés nélkül
módosíthatók. Fenntartott nyomtatási
hibák. A kézikönyv legfrissebb verziója
mindig megtalálható a
www.mobilnipodpora.cz